

※表記の金額は全て税別となります。



ヴァンティアンパネル/W900×H2100mm

- 1日2,550
 - 2日3,190
 - 3日3,830
 - 4日4,150
 - 5日4,470
 - 6日4,790
 - 7日5,100
 - その後+230
 - 30日10,200
- 縦横どちらも使用可能
 - 両面使用可
 - ポスター掲示可能（専用テープ別売）
 - 他サイズもあります
W900×H1800mm
W900×H1200mm



Jパネル/W900×H2100mm


- 1日2,550
 - 2日3,190
 - 3日3,830
 - 4日4,150
 - 5日4,470
 - 6日4,790
 - 7日5,100
 - その後+230
 - 30日10,200
- 支柱マグネット式
 - 両面使用可
 - ポスター掲示可能
（専用ワイヤーフック別途レンタル）



三つ折パーテーション/W1800×H1720mm

- 1日7,500
 - 2日9,380
 - 3日11,250
 - 4日12,190
 - 5日13,130
 - 6日14,070
 - 7日15,000
 - その後+1,500
 - 30日30,000
- 折り畳み時 W620×D400×H1720mm
 - 重量：25kg


↓使用例



ポップスタンドL型

- 1～14日1,600
 - 15～30日2,400
- W400×約H1350～2100mm

↓下記写真のようにビニールを挟み仕切りとして使用可能です。



ベルトパーテーションポール

- 1日2,800
 - 2日3,500
 - 3日4,200
 - 4日4,550
 - 5日4,900
 - 6日5,250
 - 7日5,600
 - その後+243
 - 30日11,200
- サイズ:φ60×H730mm ベース部分φ300
 - ベルト長さL2000mm
 - スタッキング不可
 - ※スタッキング可能タイプもお取り寄せにてご手配可能です。
お問合せ下さい。

※表記の金額は全て税別となります。

【販売品】飛沫防止パーテーション/卓上

8,000円

- W700×H450mm
- 開口窓付/卓上使用
- ペットボトルリサイクルプレート使用の日本製
- PETボトル協議会推奨マーク取得済
- 日本環境協会認定エコマーク取得済
- ※オリジナルサイズの製作販売も承ります。
- 別途お見積りいたします。お気軽にお問合せ下さい。



パネル用スタンド



3日500
10日750
20日1050


- 2個1セット
- L300×D850×H550mm
- 対応厚み：～15mm迄
- 対応パネルサイズ：H300～H1800mm

飛沫防止パネル①窓付/W850×H900mm スタンド付

7日2,000
その後+90
30日4,000

- スタンド付
- 窓部（W350×H200mm）
- 四つ角に取付用穴が開いています。

※大きな傷や破損の場合、
買取となりますので予めご了承願います。



↓ハンガーラックへ取り付けて使用可能
パネルW850×H900



飛沫防止パネル②/W870×H650mm スタンド付

7日1,750
その後+80
30日3,500

- スタンド付
- 窓無し
- 四つ角に取付用穴が開いています。

※大きな傷や破損の場合、
買取となりますので予めご了承願います。



シングルハンガー/W900mm

1～15日2,200
16～30日4,400

- サイズ：W900×D410×H1100～1700mm



非接触赤外線体温計/HFS-1000

1～2日2,000
3日2,400
その後+200
7日3,200
その後+140
30日6,400



サイズ：約W42×D42.5×H191.1mm 測定部位：こめかみ
使用温度範囲：16～40℃ 最小表示単位：0.1℃
最大許容誤差：±0.2℃(体温測定モード：36～39℃)
最小温度範囲：22.0～42.5℃(体温測定モード) 0.0～100℃(温度測定モード) 16～40℃(温室測定モード)
使用電池：単3形乾電池2本

カラーコーン

重り付	単品
1日390	1日190
2日420	2日210
3日450	3日230
4日480	4日250
5日510	5日270
6日540	6日290
7日570	7日310


- カラー：赤 or 緑



カラーバー

1日190
2日210
3日230
4日250
5日270
6日290
7日310

- カラー：赤白 or 緑白
- 長さ：約2100mm



複数名を同時に瞬時に検温！ 離れた場所から、簡単に検温が可能です

PC不要！
かんたん接続

サーマルカメラ ミラーONE FS258/PRO

<仕様>

付属品：本体・接続ケーブル・HDMIケーブル1m・ACコード・三脚・三脚ケース・リモコン

設定警告温度：自由に設定

動作環境：屋内推奨（カメラに映る部分に熱源がない環境、非防水）

赤外線カメラの解像度：256×192

可視光カメラ解像度：1280×720

画像出力：HDMI端子

ターゲット：複数のターゲットを同時に表示

（顔画像記録機能付、1m～4m計測…同時に10名程度まで同時計測が可能です）

速度：瞬時

測定：50cm～4m（同時複数可能・顔記録機能）

理論：発熱スクリーニング熱カメラ

精度：±0.5℃（使用環境温度32.9度）

製造国：中国

《注意事項》

※1 温度検知が高い場合、別途体温計にて再計測を推奨いたします。

※2 ウイルスに感染しているかどうか判断する製品ではございません。

※3 マスク着用での計測も可能ですが、前髪や帽子等を外したほうが計測しやすい場合がございます。

※4 カメラ画角内に強い光や熱源などがありますと正しく計測されない場合がございます。

カメラ単品レンタル料金(税別)

1日 30,000円 / 2～3日 38,000円 / 以降1日追加毎 +11,000円

※複数台のご利用や、1週間以上ご利用、長期ご利用の場合は別途ご相談ください



※映像モニターは別途ご準備が必要となります。

①入場口前 看板

新型コロナウイルス対策実施中

感染拡大防止の ためのお願い

飲食時以外はマスクの着用にご協力ください

感染拡大防止の為、下記に該当する方は
入場をお断りさせていただきます。

【1】過去1週間以内から現在までに、下記①～④を含む体調不良のある方

①体温37.5度以上
②強い倦怠感
③感冒様症状(咳、咽頭痛、息苦しさ等)
④味覚・嗅覚異常などの異変がある

※①～④のいずれかに同居者が当てはまる方も対象となります

【2】PCR検査陽性歴があり、①有症状者では、発症日から10日未満、かつ、症状軽快後72時間以内②症状軽快後24時間経過から24時間以上の間隔をあげ、2回のPCR検査で陰性を確認できていない、または③無症状病原体保菌者では、陰性確認から10日未満④検体採取日から6日間経過後、24時間以上の間隔をあげ2回のPCR検査陰性を確認できていない。

【3】新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある方

【4】本人が濃厚接触者として自宅待機中、または、同居者が濃厚接触者として自宅待機中

【5】過去2週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域への訪問歴及び当該在住者との濃厚接触がある方

H1800×W900mm

②入場口前 看板

ENTRANCE

検温ゲート

●入退場時の手指消毒実施をお願いします。
●会場内では隣の方との距離の確保をお願いします。
●会場内ではマスク着用をお願いします。
●体調がすぐれない時は参加をご遠慮ください。

H1800×W900mm

看板1台レンタル料金(税別)

1日 3,000円 / 2～3日 3,800円 / 以降1日追加毎 +1,100円

※複数台のご利用や、1週間以上ご利用、長期ご利用の場合は別途ご相談ください

③場内 POP

新型コロナウイルス対策実施中

予防対策実施のお願い

新型コロナウイルスの予防や感染拡大防止のため下記のご協力をお願いします。

手・指の消毒 Hand Disinfection

マスクの着用 Wear a Mask

距離の確保 Keep a Distance

検温チェック Temperature Checks

※販売のみ 1枚 1,000円

A3サイズ

オプションレンタル

■ポップスタンド

1～14日 1,600円

15～30日 2,400円